



Ficha Técnica

Esquí de Fondo Biosaludable
Cod. WD-010425

Modulo que desarrolla la fuerza y la coordinación de brazos, piernas y cintura. Fortalece las funciones cardiacas y pulmonares.

Modo de uso:

Subido en los estribos y sujetándose de las manillas, mueva las piernas en sentido de marcha, como si estuviera caminando.

Realice esta operación entre 3-5 veces y repita este ejercicio de 5 a 10 veces.

Material:


Estructura de acero pregalvanizado acabado con imprimación + esmalte poliéster al horno de color gris y verde. Mecanismos formados por ejes galvanizados y rodamientos autolubricados.

Ensamblaje:

Mediante tuercas autobloqueantes y tornillería de acero galvanizado con tapones de nylon coloreado.

Anclaje:

Mediante base de acero galvanizado para su anclaje al suelo, mediante tuercas y tornillos de acero galvanizado con tapa protectora de plástico de alta densidad (Tornillería no incluida).



Características técnicas




Nº máx. de usuarios a la vez: 1

Edad de uso: + 6 años

Dimensiones totales: 625 x 1250 x 1485 mm




Área de impacto: 15,08 m²

Espacio mínimo: 3550 x 4250 mm







Dimensiones

Esquí de Fondo Biosaludable
Cod. WD-010425



Suelo de caucho o material amortiguador para caidas



Bloque de hormigon

