



Ficha Técnica

La Vela Biosaludable

Cod. WD-010415

Modulo que refuerza de la función cardiaca y pulmonar, y coordinación general del cuerpo, mejorando la circulación y el sistema digestivo. Ejercita la columna vertebral y la cadera.

Modo de uso:

Agarre las asas con ambas manos, coloque sus pies sobre el pedal y realice movimientos oscilantes de un lado a otro, sin realizar grandes amplitudes en el balanceo.

Se recomiendan 3 series de 30 segundos con un descanso de 5 segundos entre serie y serie.

Material:


Estructura de acero pregalvanizado acabado con imprimación + esmalte poliéster al horno de color gris y verde. Mecanismos formados por ejes galvanizados y rodamientos autolubricados. Plataformas de plástico de alta densidad de color Negro.

Ensamblaje:

Mediante tuercas autobloqueantes y tornillería de acero galvanizado con tapones de plástico coloreado.

Anclaje:

Mediante base de acero galvanizado para su anclaje al suelo, mediante tuercas y tornillos de acero galvanizado con tapa protectora de plástico de alta densidad (Tornillería no incluida).



Características técnicas




Nº máx. de usuarios a la vez: 2

Edad de uso: + 6 años

Dimensiones totales: 900 x 1150 x 1285 mm

Área de impacto: 16,18 m²




Espacio mínimo: 3900 x 4150 mm









Dimensiones

La Vela Biosaludable

Cod. WD-010415



Suelo de caucho o material amortiguador para caidas



Bloque de hormigon

Soporte de la pata del juego